

Product Information

pro.Tray – Ultra fine basket

Exzellente Lösung für Kleinteile und empfindliche Instrumente



pro.Tray – Ultrafeiner Siebkorb, Art.-Nr.: PT-034-A2

Ultra fine **pro.Tray** – Ultrafeine Drahtgewebe Siebkörbe

Ultrafeine Drahtgewebe Siebkörbe für die effektive Reinigung/ Desinfektion, Sterilisation empfindlicher und mikrochirurgischer Instrumente.

Sein besonders fein strukturiertes Drahtgewebe mit einer Öffnung von 0,5 mm, ermöglicht eine optimale Lagerung von empfindlichen Mikroinstrumenten, Nadeln als auch Kleinteile.

- ✓ Exzellenter Schutz
- ✓ Exzellente Reinigung/Desinfektion
- ✓ Exzellente Trocknungseigenschaften

pro.Tray – Ultra fine basket – Ultrafeine Drahtgewebe Siebkörbe

Drahtgewebe mit 0,5 mm Öffnungen und eine Drahtdurchmesser von 0,3 mm, Deckel mit Verschlussclip, aus elektropoliertem Edelstahl 1.4301.

Innovative Lösung für die Aufbereitung von Medizinprodukten – für höchste Patientensicherheit und den optimalen Schutz Ihrer Investition.

Größe in mm	Artikel-Nr.
80 x 40 x 30	PT-034-A1
80 x 80 x 34	PT-034-A2
100 x 100 x 50	PT-034-B
180 x 130 x 20	PT-034-C
230 x 100 x 60	PT-034-D
240 x 120 x 60	PT-034-E

Für weitere Informationen, Fragen oder Bestellungen, besuchen sie bitte unsere Webseite www.medprocesstec.com, verwenden Sie unseren Webshop oder das beigefügte Anfrageformular.

Ihr Kontakt zu uns:

MedProcessTec GmbH

contact@medprocesstec.com

+49 (0) 7425 2319 300

www.medprocesstec.com