

Product Information

Standard **pro.**Tray Drahtgeflecht Siebkörbe



Standard **pro.**Tray – Drahtgeflecht Siebkorb, Art.-Nr.: PT-001-B3

Standard **pro.**Tray

Drahtgeflecht Siebkörbe für die effektive Reinigung/Desinfektion, Sterilisation sowie Lagerung und Transport von Instrumenten.

- ✓ Standardgrößen
- ✓ Stapelrahmen
- ✓ Fallgriffe
- ✓ Systemoptimiert

Standardisierte Lösung für die Aufbereitung von Medizinprodukten – für höchste Patientensicherheit und den optimalen Schutz Ihrer Investition.

Standard **pro**.Tray – Drahtgeflecht Siebkörbe

Drahtgeflecht mit 4,2 mm Maschenweite, Stapelrahmen, versenkbaren Fallgriffen, aus elektropoliertem Edelstahl 1.4301.

Größe in mm	Artikel-Nr.
240 x 250 x 30	PT-001-A1
240 x 250 x 50	PT-001-A2
240 x 250 x 60	PT-001-A3
240 x 250 x 70	PT-001-A4
240 x 250 x 100	PT-001-A5
480 x 250 x 30	PT-001-B1
480 x 250 x 50	PT-001-B2
480 x 250 x 60	PT-001-B3
480 x 250 x 70	PT-001-B4
480 x 250 x 100	PT-001-B5
540 x 250 x 30	PT-001-C1
540 x 250 x 50	PT-001-C2
540 x 250 x 60	PT-001-C3
540 x 250 x 70	PT-001-C4
540 x 250 x 100	PT-001-C5

Für weitere Informationen, Fragen oder Bestellungen, besuchen sie bitte unsere Webseite www.medprocesstec.com, verwenden Sie unseren Webshop oder das beigefügte Anfrageformular.

Ihr Kontakt zu uns:

MedProcess**Tec GmbH**

contact@medprocesstec.com

+49 (0) 7425 2319 300

www.medprocesstec.com