


Product Information

Standard **pro.**Tray Sieb-Tray mit Lochblechwandung



Standard **pro.**Tray – Sieb-Tray mit flachem Boden und Lochblechwandung, Art.-Nr.: PT-002-B3

Standard **pro.**Tray

Sieb-Tray mit Lochblechwandung für die effektive Reinigung/Desinfektion, Sterilisation sowie Lagerung und Transport von Instrumenten.

- ✓ Standardgrößen
- ✓ Flachboden-Korb
- ✓ Fallgriffe
- ✓ Systemoptimiert

Standardisierte Lösung für die Aufbereitung von Medizinprodukten – für höchste Patientensicherheit und den optimalen Schutz Ihrer Investition.

Standard **pro**.Tray – Sieb-Tray mit Lochblechwandung

Drahtgitter-Boden mit 6 mm Öffnungsweite, perforierten Seitenwänden (Lochblech), flacher Boden, versenkbaren Fallgriffen, aus elektro-poliertem Edelstahl 1.4301.

Größe in mm	Artikel-Nr.
240 x 250 x 30	PT-002-A1
240 x 250 x 50	PT-002-A2
240 x 250 x 60	PT-002-A3
240 x 250 x 70	PT-002-A4
240 x 250 x 100	PT-002-A5
480 x 250 x 30	PT-002-B1
480 x 250 x 50	PT-002-B2
480 x 250 x 60	PT-002-B3
480 x 250 x 70	PT-002-B4
480 x 250 x 100	PT-002-B5
540 x 250 x 30	PT-002-C1
540 x 250 x 50	PT-002-C2
540 x 250 x 60	PT-002-C3
540 x 250 x 70	PT-002-C4
540 x 250 x 100	PT-002-C5

Für weitere Informationen, Fragen oder Bestellungen besuchen Sie bitte unsere Website www.medprocesstec.com und nutzen Sie dort entweder das Angebotsanfrageformular oder unseren Webshop.

Ihr Kontakt zu uns:

MedProcessTec GmbH

contact@medprocesstec.com

+49 (0) 7425 2319 300

www.medprocesstec.com