

Product Information

pro.Tray – Lagerungs-System



pro.Tray – Lagerungs-System

Lagerungs-Systeme sind dafür ausgelegt, chirurgische Instrumente und Endoskope sicher aufzunehmen und diese während der Aufbereitung zu fixieren.

Die Fixierungen sind an den Instrumenten variabel anpassbar. Das Lagerungs-System kann in Standard Siebkörben und Sieb-Trays positioniert werden und ermöglicht so eine optimale Reinigung/Desinfektion, Sterilisation und einen sicheren Transport.

- ✓ Variable Fixierung
- ✓ Universelle Kompatibilität mit Instrumentengrößen
- ✓ Schnell zerlegbar
- ✓ Ideal für RDG-Prozesse

Das Lagerungs-System ist in verschiedenen Größen erhältlich. Das System besteht aus elektropoliertem Edelstahl 1.4301 und Instrumenten-aufnahmen aus hochwertigem Silikon.

Abbildung	Bezeichnung	Größe in mm	Art.-Nr.
	pro.Tray – Lagerungs-System flex M, wave shape	60/220 x 220 x 39	PT-016-A1
	pro.Tray – Lagerungs-System S, wave shape	60 x 220 x 39	PT-016-A2
	pro.Tray – Lagerungs-System M, wave shape	230 x 220 x 39	PT-016-A3
	pro.Tray – Lagerungs-System M	225 x 220 x 39	PT-016-B1
	pro.Tray – Lagerungs-System MH	225 x 220 x 45	PT-016-B2
	pro.Tray – Lagerungs-Rack L	465 x 220 x 100	PT-016-C1
	pro.Tray – Lagerungs-Rack LH	465 x 220 x 155	PT-016-C2
	pro.Tray – Lagerungs-Rack XL	525 x 220 x 100	PT-016-C3
	pro.Tray – Lagerungs-System L, twin	465 x 220 x 39	PT-016-D
	pro.Tray – Lagerungs-System LH, twin	465 x 220 x 45	PT-016-E
	pro.Tray – Lagerungs-System L	465 x 220 x 39	PT-016-F

Ihr Kontakt zu uns:

MedProcessTec GmbH

contact@medprocesstec.com

+49 (0) 7425 2319 300

www.medprocesstec.com