


Product Information

pro.Tray – Silikonmatten, perforiert mit Noppen



pro.Tray – Silikonmatten, perforiert mit Noppen

Silikonmatte mit Noppen und perforiertem Boden, mit großen, quadratische Öffnungen, die um 45° gedreht angeordnet sind. Mit äußerem geschlossenem Rand, in den Größen 230 x 240 mm oder 470 x 240 mm.

- ✓ Optimaler Schutz & Stabilität
- ✓ Optimale Sterilisation & Belüftung
- ✓ Temperaturrestant von -40°C bis 250°C
- ✓ RoHS-konform & Kadmiumfrei

pro.Tray – Silikonmatten, perforiert mit Noppen

Diese hochwertige Silikonmatte ist speziell für den sicheren Einsatz in der AEMP bestimmt. Die robuste Oberfläche ist mit fein geformten, Noppen ausgestattet, die eine rutschfeste Auflage sowie optimale Luft- und Flüssigkeitszirkulation ermöglichen.

Der perforierte Boden verfügt über große, quadratische Öffnungen, die um 45° gedreht angeordnet sind und so eine besonders effiziente Drainage sowie eine schnelle Trocknung unterstützen. Ein umlaufender, massiver Außenrand verleiht der Matte zusätzliche Stabilität und verhindert ein Verformen im täglichen Gebrauch.

Die Matte besteht aus langlebigem, temperaturbeständigem Silikon und eignet sich ideal für sterile Ablagen, Instrumententrays oder weitere Prozessschritte, bei denen Hygiene und Strukturfestigkeit entscheidend sind.

Abbildung	Bezeichnung	Größe in mm	Art.-Nr.
	pro.Tray - Silikonmatte S perforiert mit Noppen, blau	230 x 240	PT-070-A
	pro.Tray - Silikonmatte M perforiert mit Noppen, blau	470 x 240	PT-070-B
	pro.Tray - Silikonmatte L perforiert mit Noppen, blau	540 x 230	PT-070-C

Ihr Kontakt zu uns:

MedProcessTec GmbH

contact@medprocesstec.com

+49 (0) 7425 2319 300

www.medprocesstec.com